

Präzisionseinlagen

Tipps zur Handhabung und Pflege:

- Ihre **LETTRONIC®** oder **Eo®** Präzisionseinlagen sind medizinische Hilfsmittel, die eine Korrektur Ihrer Fußstatik und somit Ihres gesamten Bewegungsablaufs bewirken sollen. Ihr Körper muss sich erst daran gewöhnen, deswegen kann es in den ersten 14 Tagen zu leichtem Muskelkater kommen.
- Beim Tragen der **LETTRONIC®** Sport nehmen Sie bitte die Einlegesohlen Ihrer Sportschuhe heraus.
- Leichte Verschmutzungen der **LETTRONIC®** oder **Eo®** können Sie mit etwas Seife unter lauwarmem Wasser abwaschen.
- Bei einigen Schuhen kann es vorkommen, dass Ihre **LETTRONIC®** oder **Eo®** etwas zu lang sind. In diesem Fall können Sie sie selbst zurechtschneiden.
- Aus medizinischer Sicht und aus hygienischen Gründen empfehlen wir Ihnen, sich mindestens einmal im Jahr neue **LETTRONIC®** oder **Eo®** verschreiben zu lassen.



Unsere CNC-Fräse beim Fertigen einer **LETTRONIC®**



Unser Techniker bei der Nachbearbeitung