


# Individuelle Oberschenkelprothesen – Querovaler Schaft –

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Die querovale Schaftform berücksichtigt weitgehend die anatomischen Strukturen des Stumpfes. Der Tuberalstützung gegenüber liegt die Frontalpelotte für den vorderen Gegenhalt. Jedoch ist bei der Herstellung darauf zu achten, dass die Frontalpelotte nicht die vorderen Arterien zusätzlich beeinträchtigt.

Der Schaft kann mit oder ohne Silicon- oder PU-Liner angefertigt werden.



(Aufsicht auf das menschliche Becken)



**Für eine persönliche Beratung in unserem Hause sind wir für Sie da:**



**Pierre Halley**  
Orthopädiemechaniker- und  
Bandagistenmeister, Bereichs-  
leiter OTV  
E-Mail: [otv@lettermann.de](mailto:otv@lettermann.de)  
Telefon: 021 62/373970  
Adresse: Helmholtzstraße 27  
41747 Viersen



**Mirko Bücher**  
Dipl. Orthopädiemechaniker- und  
Bandagistenmeister, Bereichsleiter  
Orthopädiotechn. Klinikwerkstatt  
E-Mail: [klinik@lettermann.de](mailto:klinik@lettermann.de)  
Telefon: 021 62/966236  
Adresse: Horionstraße 2  
41749 Viersen-Süchteln